

# MiniLift200

SystemRoMedic™

SWL  
200 kg

Justerbar løftearm, enkel at justere

Let at manøvrere

Grebsvenlige håndtag og sidestøtter giver flere muligheder for placering af brugerens hænder

Quick guide på løfteren

**Unikt bevægelsesmønster ved oprejsning**

Batteri med høj kapacitet og lang driftstid

Kompakt format

Indbygget opladning

Blød, justerbar underbensstøtte

Låsbare baghjul

Fodplade med lav indstigningshøjde og skridsikker overflade

Letkørende, vedligeholdelsesfri hjul

Elektrisk benspredning



## En unik løsning til at rejse sig aktivt – med elektrisk benspredning

MiniLift200 er en mobil personløfter, som anvendes i kombination med en specielt tilpasset løftevest for at hjælpe brugere med nedsat funktionsevne med at rejse sig fra siddende til stående stilling. MiniLift200 har en konstruktion, som tilbyder en helt unik og ekstremt bekvem måde at rejse sig på. Løfteren er også kompakt og praktisk og meget enkel at manøvrere; egenskaber som - sammen med muligheden for at tilpasse indstillingerne optimalt for hver enkelt bruger - gør den meget anvendelig de fleste steder og i de fleste situationer.



# MiniLift200

## Ekstremt bekvem - at rejse sig aktivt med et naturligt bevægelsesmønster

MiniLift200 er udviklet til at assistere brugeren i forbindelse med at rejse sig fra siddende til stående stilling på en så bekvem og skånsom måde som muligt. Håndtagene og sidestøtterne giver flere forskellige muligheder for placering af brugerens hænder. Den stabile, skridsikre fodplade har lav indstigningshøjde, og underbensstøtten kan, ligesom løftearmen, justeres til at passe optimalt til hver enkelt bruger. Når MiniLift200 anvendes i kombination med det rette løftetilbehør, får brugeren støtte under fødderne, mod forsiden af underbenene og bag ryggen, hvilket betyder, at det er trygt, sikkert og samtidig aktivt at rejse sig op. Konstruktionen løfter brugeren fremad og opad i et naturligt bevægelsesmønster, samtidig med at benmuskler og balance trænes. MiniLift200 er fremstillet i stål for styrke og stabilitet og kan også anvendes til høje og tunge brugere, som vejer op til 200 kg.

At rejse sig aktivt med et naturligt bevægelsesmønster



## PRODUKTSPECIFIKATION

MiniLift200\_\_\_Mobil personløfter med elektrisk benspredning\_\_\_\_\_ Art. nr. 401100334

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____	200 kg
Brugerens højde, min.-max. _____	140 cm-200 cm
Materiale _____	Pulverlakeret stål
Højde _____	1000 mm
Længde _____	980 mm
Bredde, understel, ydermål _____	590-1030 mm
Bredde, understel, indermål _____	450-875 mm
Vægt _____	49 kg
Benspredning _____	Elektrisk
Fodplade, højde, for bruger _____	95 mm
Hjul, diameter _____	100 mm
Løftehastighed, uden belastning _____	35 mm/s
Nødsænkning _____	Manuelt og elektrisk



MiniLift200 opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske direktiv 93/42/EEG.



Ergonomisk og let-anvendelig håndbetjening med 4 knapper.



Ny kontrolboks med diagnostik, f.eks. udregning af løft og indikation af overbelastning.

Elektrisk nødstopknop let-tilgængelig placeret på kontrolboksen.

## TILBEHØR

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
45500003-009	ThoraxSling	Polyester, X-Small
	ThoraxSling	Polyester, Small
	ThoraxSling	Polyester, Medium
	ThoraxSling	Polyester, Large
	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45550004-009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Small
	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Medium
	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Large
	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, X-Large
45600004-008	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, XX-Large
	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
45690004-008	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Small
	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Medium
	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Large
	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, X-Large
	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, X-Large
70200029	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
70200033	Calf Strap	Lægband til MiniLift200 med serienummer fra 200001277
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Blødt cover til bøjlen til MiniLift200 (kan afsprittes)
70200089	Hand control HB33-6	Håndbetjening med 6 knapper. Med service-, batteristatus- samt overbelastningsindikation
70200029	External charger Linak	External charger Linak, Ekstern oplader til alle modeller og varianter af MiniLift

### ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling er en specialtilpasset og meget bekvem opretningsvest, som anvendes sammen med Handicares SystemRoMedic™ MiniLift personløftere. Den er let at anvende for hjælperen, samtidig med at den giver brugeren en ekstra følelse af tryghed i forbindelse med at rejse sig samt ved ståtræning. ThoraxSling er også en hjælp i forbindelse med toiletbesøg. ThoraxSling findes i to modeller: en som støtter bag ryggen (ThoraxSling), og en som også støtter under bagdelen (ThoraxSling, med sædestotte), samt i mange materialer og størrelser.

### Flere modeller og varianter af MiniLift mobile personløftere.

MiniLift findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet, med elektrisk eller manuel benspredning samt med standardhøje eller lave ben til brug ved lave senge.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
400641434	MiniLift125	Mobil oppretningsløfter med elektrisk benbredning, SWL 125 kg
60300010	MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning, SWL 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning, lave ben, SWL 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 160 kg

Besøg gerne [www.handicare.dk](http://www.handicare.dk), for mere information

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige forflytningssituationer.

**Forflytning**, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



**handicare**

Jernholmen 41  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
T +45 70 22 43 41  
F +45 70 22 43 47  
info@handicare.dk  
[www.handicare.dk](http://www.handicare.dk)