

# Sejlguide



Alle sejl har maks. belastning på 300 kg.

Højt funktionsniveau / minimal støtte



Lavt funktionsniveau / Maksimal støtte

Model / Støtte	Lav Ryg +	Skulderstøtte ++	Høj Ryg +++ / + + + +		
<b>Åbning / benstøtte</b>  Stor åbning Delte benstøtter	<b>HygieneLBSling</b>  Polyester	<b>HygieneSling</b>  Polyester, med bælte Polyester, uden bælte Polyester, Med bælte og ekstra ryg støtte	<b>HygieneHBSling</b>  Polyester		
<b>Standardåbning</b> Delte benstøtter	<b>LowBackSling</b>  Polyester Polyester net	<b>BasicSling</b>  Polyester Polyester net	<b>HighBackSling</b>  Polyester Polyester net Plastic net Disposable, non-woven	<b>ShellHBSling</b>  Polyester net	<b>FlexibleSling</b>  Polyester net
<b>Smal åbning</b> Delte benstøtter		<b>AmpSling</b>  Polyester Polyester net	<b>AmpHBSling</b>  Polyester		
<b>Ingen åbning</b> Udelte benstøtter  <b>Med Hygieneudskæring</b>		<b>ClassicSling</b>  Polyester net	<b>ClassicHBSling</b>  Polyester net	<b>FlexibleSling, udelt</b>  Polyester net	<b>FlexibleSling, udelt med hygiejneudskæring</b>  Polyester net

● ● ● ● ● ● ● ●  
 X X X S M L X X X  
 X X S L X X  
 X S L X  
 S L

Handicare løftesejl fås i størrelser fra XXS til XXL. De mindste størrelser passer til børn og små voksne, og de største størrelser passer til store og tunge brugere. De tre størrelser i midten af skalaen, S, M og L, passer til de fleste voksne. Vi har også specielle løftesejlsmodeller i XXXL og XXXXL til yderligere tunge brugere. En mere detaljeret oversigt, med artikelnumre og mål for alle sejlmodeller i alle materialer, findes på vores hjemmeside eller download vores Lifting Sling-brochure.



handicare  
 Making everyday life easier